

Punktate: Ascites, Gelenk, Perikard, Pleura

Notfallparameter, rund um die Uhr verfügbar

Analysencode: SYNO Autor: C

Probenmaterial (BD Vacutainer):

Probenmaterial (Sarstedt Monovetten):

Präanalytik: Nach der Abnahme umgehend ins Labor bringen, rasche Zellveränderung in vitro.
EDTA-Röhrchen für die Zellzählung/Differenzierung;
Für bakteriologische Untersuchungen zusätzlich steriles Röhrchen und Anforderung einsenden.

Einheit: **Mindestprobenmenge:** je 3 mL

Transport:

Methodik:

Erläuterungen

Differentialdiagnose von entzündlichen und nicht-entzündlichen Ergüssen.
Beurteilt werden Aussehen, Kristalle, Zellzahl, Zelldifferenzierung.
Auf ausdrückliche Anforderung werden auch klinisch-chemische Parameter bestimmt
(Eiweiß, LDH, Tumormarker)

Die klinisch-chemischen Bestimmungsmethoden sind für die Messung in Punktaten nicht validiert, daher können keine Referenzbereiche angegeben werden.

Referenzbereiche

Punktate: Ascites, Gelenk, Perikard, Pleura

Notfallparameter, rund um die Uhr verfügbar

Analysencode: SYNO Autor: C