

## AFP im Fruchtwasser

Analysencode: VAFPF Autor: C

**Probenmaterial (System BD Vacutainer)** Fruchtwasser**Probenmaterial (System Sarstedt Monovetten)** Fruchtwasser**Präanalytik:****Einheit:** ng/ml **Mindestprobenmenge** 3 mL**Transport:****Methodik:** LOCI , Immunoassay**Erläuterungen**

Als Grenzwert für die jeweilige SSW werden Vielfache des Medians gesunder Schwangerschaften (MoM) gewählt. Sie betragen i.d.R. das 2-3fache des Werts des MoM.

Die hier angegebene Werte entsprechen dem 2,5fachen MoM.

**Referenzbereiche**

- 15. SSW	< 46,8	ng/ml
- 16. SSW	< 39,1	ng/ml
- 17. SSW	< 32,7	ng/ml
- 18. SSW	< 27,3	ng/ml
- 19. SSW	< 22,8	ng/ml
- 20. SSW	< 19	ng/ml
- 21. SSW	< 15,9	ng/ml

07.05.2010 Dr. O. Colhoun

## AFP im Fruchtwasser