

Bence-Jones-Protein im Urin

Analysencode: BJPR Autor: C, We

Probenmaterial (BD Vacutainer): Urinröhrchen ohne Zusätze, hellbrauner Stopfen, 10**Probenmaterial (Sarstedt Monovetten):** Urinröhrchen ohne Zusätze, hellbrauner Stopfen, 10**Präanalytik:** Morgenurin (Sammelurin nicht notwendig).**Einheit:** **Mindestprobenmenge:** 3 mL**Transport:****Methodik:** Immunfixationselektrophorese

Erläuterungen

Qualitativer Nachweis von monoklonalen Leichtketten des Typs kappa oder lambda mittels Immunfixations-Elektrophorese.

Nachweisempfindlichkeit: 20 - 30 mg/L

Referenzbereiche

negativ

17.04.2013 Dr. O. Colhoun

Bence-Jones-Protein im Urin