

Cortisol im 24h-Urin

Analysencode: CCOUR2 Autor: C

Probenmaterial (BD Vacutainer): Urinröhrchen ohne Zusätze, hellbrauner Stopfen, 10**Probenmaterial (Sarstedt Monovetten):** Urinröhrchen ohne Zusätze, hellbrauner Stopfen, 10**Präanalytik:** 10 ml vom 24 Stunden-Urin einsenden, Angabe der Sammelmenge und -zeit erforderlich.
Die Urinprobe muss in einem sauberen, unbenutzten Behälter gesammelt werden.
Konservierungsmittel sind nicht erforderlich.**Einheit:** µg/24 h **Mindestprobenmenge:****Transport:****Methodik:** Chemilumineszenz- Mikropartikelassay (CMIA)

Erläuterungen

s. Cortisol im Serum

Referenzbereiche

ab 16 Jahre	20,9	-	292,3	µg/24 h
-------------	------	---	-------	---------

09.02.2015 Dr. O. Colhoun

Cortisol im 24h-Urin