

Ind. Coombs-Test

Notfallparameter, rund um die Uhr verfügbar

Analysencode: ICT Autor: Wo

Probenmaterial (System BD Vacutainer) Blutbank-EDTA-Röhrchen, 10 mL, lila Stopfen

Probenmaterial (System Sarstedt Monovetten) EDTA-Blutbank-Röhrchen, 9 mL, roter Stopfen

Präanalytik: Die eindeutige Kennzeichnung der Probe mit Name, Vorname und Geburtsdatum ist notwendig, sowie die Dokumentation von Patientennamen, Vorname und Geburtsdatum, Blutentnahmezeit, Transfusionsanamnese, Namen (leserlich) und Unterschrift d. blutabnehmenden Arztes/Ärztin auf dem Anforderungsschein oder in der elektronischen Anforderungsmaske.

Einheit: **Mindestprobenmenge**

Transport:

Methodik: Antigen-Antikörper-Reaktion

Erläuterungen

Nachweismethode irregulärer Antikörper.

Referenzbereiche

negativ

Ind. Coombs-Test

Notfallparameter, rund um die Uhr verfügbar

Analysencode: ICT Autor: Wo