

## Chlorid-24h-Urin

C  
VCLU2

**Probenmaterial:** Urinröhrchen ohne Zusätze, hellbrauer Stopfen, 10 mL,

**Präanalytik:** 24h-Sammelurin sollte ohne Zusätze gesammelt und bis zur Messung bei 2 - 8°C gelagert werden. Abgabe einer Probe von 10 ml im Urinröhrchen unter Angabe von Sammelzeit und -menge.

**Einheit:** mmol/24 h                      **Mindestprobenmenge:** 5 mL

**Transport:**

**Methodik:** ,

### Erläuterungen

<b>Referenzbereich</b>	110 - 250	mmol/24h
------------------------	-----------	----------