

Eisen

Notfallparameter, rund um die Uhr verfügbar 
VFER

Probenmaterial: Serumröhrchen 5 ml, blauer Stopfen

Präanalytik:

Einheit: ug/dl **Mindestprobenmenge:**

Transport:

Methodik: Kinetik , Kinetik mit Ferene

Erläuterungen

Der Eisen-Spiegel unterliegt meist einem zirkadianen Rhythmus mit großen Schwankungen (der Tageshöchstwert kann dreimal so hoch sein wie der Tagesminimalspiegel)

Ein erniedrigtes Serumeisen ist nicht spezifisch für einen Eisenmangel.

Als isoliert untersuchter Parameter zur Abklärung eines Eisenmangels ist die Bestimmung des Serumeisens nicht aussagekräftig.

Empfindliche und spezifische Methode zur Überprüfung der Körpereisenspeicher ist das Ferritin.

Referenzbereich			
65 - 175	ug/dl	Männer	
50 - 170	ug/dl	Frauen	