

Hepatitis B Envelope-Antigen (HBe-Ag)

Analysencode: CHBEAG Autor: C

Probenmaterial (System BD Vacutainer) Serumröhrchen, blauer Stopfen, 5 mL**Probenmaterial (System Sarstedt Monovetten)** Serumröhrchen, hellbrauner Stopfen, 5 mL**Präanalytik:****Einheit:** **Mindestprobenmenge** 3 mL**Transport:****Methodik:** Chemilumineszenz- Mikropartikelassay (CMIA)**Erläuterungen**

HBeAg erscheint bei einer Infektion mit dem Hepatitis B-Virus kurz nach dem HBsAg.

Der Nachweis von HBeAg spricht für eine akute oder chronische HBV-Infektion und potentielle Infektiosität.

Referenzbereiche

negativ

Hepatitis B Envelope-Antigen (HBe-Ag)

Analysencode: CHBEAG Autor: C