

Hepatitis B Surface-Antikörper (HBs-AK)

Analysencode: CHBSAK Autor: C

Probenmaterial (System BD Vacutainer) Serumröhrchen, blauer Stopfen, 5 mL**Probenmaterial (System Sarstedt Monovetten)** Serumröhrchen, hellbrauner Stopfen, 5 mL**Präanalytik:****Einheit:** **Mindestprobenmenge** 3 mL**Transport:****Methodik:** Chemilumineszenz- Mikropartikelassay (CMIA)**Erläuterungen**

Antikörper gegen das Hepatitis-B-surface Antigen (Anti-HBs) zeigen die Rekonvaleszenz nach einer akuten Hepatitis-B-Infektion an. Niedrige Titer können auch bei chronischer HBV-Infektion vorkommen (dann HBsAg positiv).

Anti-HBs kann nach erfolgreicher Hepatitis-B-Impfung nachgewiesen werden (siehe HBs-AK quantitativ)

Referenzbereiche

negativ

Hepatitis B Surface-Antikörper (HBs-AK)

Analysencode: CHBSAK Autor: C