

Hepatitis B Surface-AK quantitativ (HBs-AK)

Notfallparameter, rund um die Uhr verfügbar

Analysencode: CHBSO Autor: C

Probenmaterial (System BD Vacutainer) Serumröhrchen, blauer Stopfen, 5 mL**Probenmaterial (System Sarstedt Monovetten)** Serumröhrchen, hellbrauner Stopfen, 5 mL**Präanalytik:** Feld Sonst. "Untersuchungen" markieren und "quantitativ" oder "Impftiter" vermerken.**Einheit:** U/L **Mindestprobenmenge** 3 mL**Transport:****Methodik:** Chemilumineszenz- Mikropartikelassay (CMIA)

Erläuterungen

Anti-HBs kann nach erfolgreicher Hepatitis-B-Impfung nachgewiesen werden.

Ohne vorhandenes Anti-HBc Parameter für Impfschutz:

≤ 10 U/l kein ausreichender Impfschutz, Auffrischung empfohlen

> 100 U/l ausreichender Impfschutz

Referenzbereiche

ausreichender Impfschutz	> 100	U/L
ohne Impfung	< 10	U/L

Hepatitis B Surface-AK quantitativ (HBs-AK)

Notfallparameter, rund um die Uhr verfügbar

Analysencode: CHBSQ Autor: C