

Hepatitis C-Bestätigungstest

Analysencode: HCWB Autor: C

Probenmaterial (BD Vacutainer):	Serumröhrchen, blauer Stopfen, 5 mL
Probenmaterial (Sarstedt Monovetten):	Serumröhrchen, hellbrauner Stopfen, 5 mL
Präanalytik:	Serumröhrchen (gelb-orange Kappe).
Einheit:	Mindestprobenmenge: 5 mL
Transport:	
Methodik:	Immunoline-Assay

Erläuterungen

Spezifischer Bestätigungstest, wird bei im HCV-ELISA (Suchtest) positiven oder grenzwertigen Proben durchgeführt, wenn der HCV-RNA-Nachweis negativ ist. Der Test dient dem qualitativen Nachweis und der Identifizierung von IgG-Antikörpern gegen verschiedene Antigene des Hepatitis-C-Virus.

Der Test kann nicht zwischen einer akuten, chronischen oder durchgemachten HCV-Infektion differenzieren.

Bei Hämodialysepatienten kann der HCV-Blot falsch negativ ausfallen.

Referenzbereiche

negativ

18.05.2016 Dr. O. Colhoun

Hepatitis C-Bestätigungstest