

Kreatinin im 24h Urin

C
VKREUD

- Probenmaterial:** Urinröhrchen ohne Zusätze, hellbrauer Stopfen, 10 mL,
Präanalytik: Vom Sammelurin ein Urin-Röhrchen mit 10 ml ins Labor senden
Einheit: g/d **Mindestprobenmenge:**
Transport:
Methodik: Kinetik , Kinetik, mod. Jaffé- Reaktion

Erläuterungen

Referenzbereich 0,6 - 2,5 g/d