

Kalium-24h-Urin

Notfallparameter, rund um die Uhr verfügbar 
VKU2

Probenmaterial: Urinröhrchen ohne Zusätze, hellbrauer Stopfen, 10 mL,

Präanalytik: 24h-Sammelurin sollte ohne Zusätze gesammelt und bis zur Messung bei 2 - 8°C gelagert werden. Abgabe einer Probe von 10 ml im Urinröhrchen unter Angabe von Sammelzeit und -menge.

Einheit: mmol/24h **Mindestprobenmenge:**

Transport:

Methodik: ,

Erläuterungen

Mögliche Ursachen für erniedrigte Werte

Nebenwirkungen
Kaliumaufnahme
Azidose
Erbrechen
Durchfall
Laxantienabusus

Mögliche Ursachen für erhöhte Werte

Hyperaldosteronismus
renale Azidose
Diuretika

Referenzbereich

25 - 125

mmol/24h