

Mononucleose-Test

Notfallparameter, rund um die Uhr verfügbar

Analysencode: MONU Autor: c

Probenmaterial (System BD Vacutainer) Serumröhrchen, gelb-oranger Stopfen, 10 mL

Probenmaterial (System Sarstedt Monovetten) Serumröhrchen, hellbrauner Stopfen, 10 mL

Präanalytik:

Einheit: **Mindestprobenmenge** 3 mL

Transport:

Methodik: Agglutinationstest

Erläuterungen

Mononucleose-Schnelltest zum Nachweis heterophiler Antikörper

- nur bei ca. 90 % der frisch Infizierten positiv
- bei Kindern < 10 Jahre unzuverlässig
- je nach Testsystem bis 1 Jahr reaktiv

EBV-Serologie immer zusätzlich anfordern, um die Diagnostik und Befunderhebung zu vervollständigen

(s.a. EBV-Serologie)

Referenzbereiche

negativ

Mononucleose-Test

Notfallparameter, rund um die Uhr verfügbar

Analysencode: MONU Autor: c