

Schwangerschaftstest im Urin

Notfallparameter, rund um die Uhr verfügbar

Analysencode: SCHT Autor: C

Probenmaterial (BD Vacutainer): Urinröhrchen ohne Zusätze, hellbrauner Stopfen, 10**Probenmaterial (Sarstedt Monovetten):** Urinröhrchen ohne Zusätze, hellbrauner Stopfen, 10**Präanalytik:****Einheit:** Urin **Mindestprobenmenge:****Transport:****Methodik:** Immunchromatischer Schnelltest**Erläuterungen**

Der Nachweis von HCG im Urin wird regelmäßig im Urin später positiv als im Serum:
Urin ca. 14 Tage, Serum: ca. 7 Tage
post conceptionem positiv
(Nachweisgrenze HCG im Urin > 10 U/L).

Auch eine Verdünnung des Urins kann zu einem falsch negativen Testergebnis führen, daher sollten vor der Durchführung des Tests keine größeren Mengen an Flüssigkeit getrunken werden.

Referenzbereiche

kein Kinderwunsch	negativ-nich
Kinderwunsch	positiv-schw

Schwangerschaftstest im Urin

Notfallparameter, rund um die Uhr verfügbar

Analysencode: SCHT Autor: C