

Anorg. Phosphat

Notfallparameter, rund um die Uhr verfügbar [☺]
PHO

Probenmaterial: Serumröhrchen 5 ml, blauer Stopfen

Methodik: Photometrie , Endpunktmessung, bichromatisch

Einheit: mg/dl

Präanalytik: Umrechnungsfaktor von mg/dl in mmol/L : 0,324

Erläuterungen

Indikation der Bestimmung

Niereninsuffizienz, Dialysepatienten

Tubuläre Nierenschädigung

Osteoporose und andere Störungen des Knochenstoffwechsels

Hyper- und Hypoparathyreoidismus

Verdacht auf mangelnde intestinale Calcium-Resorption bei Frühgeborenen:

Bilanz von Phosphat und Calcium im Plasma und Urin

Referenzbereich

2,5 - 4,9	mg/dl	Erwachsene
3,3 - 6,1	mg/dl	1 - 18 Jahre
5,0 - 10,8	mg/dl	2 Monate - 1 Jahr
5,0 - 9,6	mg/dl	bis 2 Monate