

Eiweiß 24h-Urin

Notfallparameter, rund um die Uhr verfügbar

Analysencode: VEIWUD Autor: C

Probenmaterial (System BD Vacutainer) Urinröhrchen ohne Zusätze, hellbrauner Stopfen, 10**Probenmaterial (System Sarstedt Monovetten)** Urinröhrchen ohne Zusätze, hellbrauner Stopfen, 10**Präanalytik:** 10 ml vom 24 Stunden-Sammelurin, Angabe der Sammelzeit und -menge.
Während der 24-Stunden-Probengewinnung ist keine Zugabe von Konservierungsmittel
notwendig.**Einheit:** mg/d **Mindestprobenmenge****Transport:****Methodik:** Pyroqalloilrot- Molybdat- Methode , Photometrie

Erläuterungen

Suchtest auf Nierenerkrankungen

Glomeruläre oder tubuläre Proteinverluste (transitorisch, intermittierend oder
kontinuierlich)

Infektionen des Nierenparenchyms, des Nierenbeckens und der ableitenden Harnwege

Orthostatische oder hyperlordotische Proteinurie, Schwangerschaftsüberwachung

Referenzbereiche

<= 149,1 mg/d

Eiweiß 24h-Urin

Notfallparameter, rund um die Uhr verfügbar

Analysencode: VEIWUD Autor: C