

## Gesamteiweiß im Urin quantitativ

Notfallparameter, rund um die Uhr verfügbar

Analysecode: VEWU Autor: C

**Probenmaterial (BD Vacutainer):** Urinröhrchen ohne Zusätze, hellbrauner Stopfen, 10**Probenmaterial (Sarstedt Monovetten):** Urinröhrchen ohne Zusätze, hellbrauner Stopfen, 10**Präanalytik:** Urin-Spontanproben können verwendet werden; zeitlich festgelegte 24-Stunden-Proben sind jedoch unbedingt zu bevorzugen.**Einheit:** mg/dl **Mindestprobenmenge:****Transport:****Methodik:** Pyrogallolrot- Molybdat- Methode

### Erläuterungen

Suchtest auf Nierenerkrankungen

Glomeruläre oder tubuläre Proteinverluste (transitorisch, intermittierend oder kontinuierlich)

Infektionen des Nierenparenchyms, des Nierenbeckens und der ableitenden Harnwege

Orthostatische oder hyperlordotische Proteinurie, Schwangerschaftsüberwachung

### Referenzbereiche

&lt;= 11,9 mg/dl

## Gesamteiweiß im Urin quantitativ

Notfallparameter, rund um die Uhr verfügbar

Analysencode: VEWU Autor: C