

Gesamteiweiß im Urin quantitativ

Notfallparameter, rund um die Uhr verfügbar

Analysecode: VEWUR Autor: C

Probenmaterial (System BD Vacutainer) Urinröhrchen ohne Zusätze, hellbrauner Stopfen, 10**Probenmaterial (System Sarstedt Monovetten)** Urinröhrchen ohne Zusätze, hellbrauner Stopfen, 10**Präanalytik:** Urin-Spontanproben können verwendet werden; zeitlich festgelegte 24-Stunden-Proben sind jedoch unbedingt zu bevorzugen.**Einheit:** mg/dl **Mindestprobenmenge****Transport:****Methodik:** Pyroqalloilrot- Molybdat- Methode , Photometrie

Erläuterungen

Suchtest auf Nierenerkrankungen

Glomeruläre oder tubuläre Proteinverluste (transitorisch, intermittierend oder kontinuierlich)

Infektionen des Nierenparenchyms, des Nierenbeckens und der ableitenden Harnwege

Orthostatische oder hyperlordotische Proteinurie, Schwangerschaftsüberwachung

Referenzbereiche

<= 15 mg/dl

Gesamteiweiß im Urin quantitativ

Notfallparameter, rund um die Uhr verfügbar

Analysencode: VEWUR Autor: C