

## Hepatitis B Core-Antikörper (HBc-AK)

Analysencode: CHBCAK Autor: C

**Probenmaterial (System BD Vacutainer)** Serumröhrchen, blauer Stopfen, 5 mL**Probenmaterial (System Sarstedt Monovetten)** Serumröhrchen, hellbrauner Stopfen, 5 mL**Präanalytik:****Einheit:** **Mindestprobenmenge** 3 mL**Transport:****Methodik:** Chemilumineszenz- Mikropartikelassay (CMIA)**Erläuterungen**

Antikörper gegen das Hepatitis-B-core-Antigen.

Parameter für eine Infektion (frisch/chronisch/ausgeheilt)

Nachweis etwas später als HBs-Antigen  
langjährige (bis lebenslange) Persistenz

Nach Impfung nicht positiv!

**Referenzbereiche**

negativ

## Hepatitis B Core-Antikörper (HBc-AK)

Analysencode: CHBCAK Autor: C