

Influenza-PCR (+RSV)

Notfallparameter, rund um die Uhr verfügbar

Analysencode: INFRPC Autor: C

Probenmaterial (BD Vacutainer):

Probenmaterial (Sarstedt Monovetten):

Präanalytik: Gelfreien Virus-Abstrichtupfer verwenden. Gel-haltige Tupfer können die PRC inhibieren.

Einheit: **Mindestprobenmenge:**

Transport:

Methodik: PCR

Erläuterungen

PCR-Schnelltest (Dauer ca. 2h) zum Nachweis von Influenzavirus (A, B) sowie Nachweis von RSV aus Nasen- und/oder Rachenabstrichen.

Blut, Schleim und Nasensprays können die PCR hemmen und zu fehlerhaften Ergebnissen führen.

Referenzbereiche

negativ

Influenza-PCR (+RSV)

Notfallparameter, rund um die Uhr verfügbar

Analysencode: INFRPC Autor: C