

Liquor-Punktat

Notfallparameter, rund um die Uhr verfügbar

C
LPMN

Probenmaterial: Liquor im sterilen Liquor-Röhrchen

Präanalytik:

Einheit: **Mindestprobenmenge**

Transport:

Methodik: ,

Erläuterungen

Bei Verdacht auf fulminante und akute Krankheitsbilder bitten wir um die Kontaktaufnahme zum diensthabenden ärztlichen Kollegen unseres Labors um eine gezielte, umgehende und umfassende Diagnostik sicherzustellen

Untersuchungsumfang Liquorpunktat:

Farbe

Zellzahl, Liquorzellendifferenzierung:

Leukozytenzahl

Lymphozyten

segmentkernige Granulozyten

Glukose

Lactat

Referenzbereiche