

Myoglobin im Urin

Notfallparameter, rund um die Uhr verfügbar ◯

VMYUK

Probenmaterial: Urinröhrchen ohne Zusätze, hellbrauer Stopfen, 10 mL,

Methodik: Immunoassay , Chemilumineszenz- LOCI

Einheit: ng/mL

Präanalytik:

Erläuterungen

V. a. prärenale Proteinurie (Urin)

Bei hoher Serum-Myoglobinkonzentration wird die tubuläre Kapazität überschritten, es kommt zur Myoglobinurie (prärenale Proteinurie) und vermehrter Speicherung des reabsorbierten Proteins (Myoglobinniere)

Referenzbereich

< 17

ng/mL