

Transferrin

Notfallparameter, rund um die Uhr verfügbar

Analysencode: VTRF Autor: C

Probenmaterial (BD Vacutainer): Serumröhrchen, blauer Stopfen, 5 mL**Probenmaterial (Sarstedt Monovetten):** Serumröhrchen, hellbrauner Stopfen, 5 mL**Präanalytik:****Einheit:** mg/dL **Mindestprobenmenge:** 3 mL**Transport:****Methodik:** Turbidimetrie**Erläuterungen**

erhöht:

Eisenmangel (latent oder manifest)
Schwangerschaft

erniedrigt:

akute Entzündungsreaktion
(Anti-akute-Phase-Protein)
Tumoren
Proteinverluste (renal, enteral)
Leberzirrhose
Hämochomatose
Hämoglobinopathien

s.a. Transferrin-Sättigung

Referenzbereiche

Alter ab 7 Tage	200	- 360	mg/dL
Alter bis 7 Tage	130	- 360	mg/dL

Transferrin

Notfallparameter, rund um die Uhr verfügbar

Analysencode: VTRF Autor: C